

Myc Medical

Instruções de Uso

Fill-k

A microcânula fill-k é um dispositivo esterilizado, descartável.

A ponta arredondada reduz o risco de lesão nos tecidos.

Produto Estéril. Esterilização por óxido de etileno.

Produto de uso único.

Conserve em ambiente limpo, seco e ventilado, em temperatura ambiente.

Uso pretendido

A microcânula fill-k é indicada para aplicação em preenchimentos estéticos. É compatível com ácido hialurônico, bioestimuladores e preenchedores diversos.

Usuários pretendidos

A microcânula deve ser usada por profissionais de saúde treinados para a injeção de cargas.

Advertências/Precauções

1. Este produto deve ser utilizado somente por profissionais da saúde.
2. Abra a embalagem do produto cuidadosamente, sem deixar que o produto toque em outros objetos.
3. Este produto deve ser descartado após o uso, sendo proibida sua reutilização.
4. Este produto não pode ser consertado.
5. O produto cuja embalagem individual (unidade) esteja aberta ou quebrada não deve ser utilizado, pois sua esterilização não pode ser garantida.
6. Em caso de picada por um produto contaminado, as pessoas podem ser infectadas por diversas doenças infecciosas.
7. Agulha danificada ou dobrada antes do uso não deve ser usada.
8. Se qualquer substância estranha for encontrada no produto antes do uso, ele não deve ser usado.

Instruções de uso

1. Higienize suas mãos e a pele na área da aplicação. Abra a embalagem do produto cuidadosamente, sem deixar que o produto toque em outros objetos. A microcânula deve ser usada imediatamente após a embalagem unitária ser aberta.
2. Remova a tampa protetora.
3. Introduza a microcânula pelo orifício feito previamente por agulha conforme técnica do profissional habilitado.
4. A microcânula deve ser injetada sob a derme, liberando o fluido nas regiões desejadas.
5. Após o uso, descarte apropriadamente, conforme legislação vigente.

Conservação

Conservar em ambiente limpo, seco e ventilado, em temperatura ambiente.

Contraindicações

Não existem efeitos colaterais conhecidos de produtos quando utilizados como pretendido que possa comprometer de algum modo a segurança do paciente.

Efeitos adversos

Não há.

Caso seja observado algum efeito adverso ou haja a necessidade de realizar uma queixa técnica, favor comunicar o SAC da empresa: sac@mycmedical.com

Fabricante: Hebei Blue Bio Technology Co., Ltd.

1101, Block D, White Commercial Plaza, Shijiazhuang/Hebei, China

Importado e Distribuído por: Myc Medical Representações Ltda

Endereço: Av. Otto Niemeyer, 2531/203 Porto Alegre/RS CEP 91910-001

CNPJ: 35.300.822/0001-72 - Inscr. Estadual 096/3885766 RS

SAC 51 98186-4090 Resp. Técnica: Camila Fachin - CRBM-5 nº 8066

Registro ANVISA nº: 82443639001